



Laerdal

helping save lives

Zmodernizuj swój manekin Resusci Anne

Dzięki zestawom modernizacyjnym **Resusci Anne QCPR Upgrade Kit** właściciele Resusci Anne First Aid oraz Resusci Anne QCPR (modelów wyprodukowanych do 2018r.), mogą zaktualizować swoje manekiny szkoleniowe. Modernizacja pozwala nie tylko na odzyskanie pierwotnego wyglądu i sprawności, ale przede wszystkim na podłączenie go do najnowszych technologii QCPR i aplikacji udzielających w czasie rzeczywistym informacji o jakości RKO.

Korzyści z modernizacji

- Wymiana wszystkich kluczowych elementów manekina.
- Nowe elementy elektroniczne z funkcją BLE zapewniającą energooszczędność i stabilne połączenie z urządzeniami przekazującymi informacje zwrotne.
- Kompatybilność z najnowszymi, mobilnymi aplikacjami firmy Laerdal do profesjonalnego szkolenia z zakresu RKO.
- Wymiana baterii na akumulator wielokrotnego ładowania, zapewniający do 35 godzin pracy w dowolnych warunkach na jednym ładowaniu.
- Zwiększona trwałość dzięki zastosowaniu udoskonalonego systemu kompresji.

Zawartość zestawu

- Nowa elektronika + akumulator Li-Ion
- Kompletna klatka piersiowa QCPR (z/bez AED*)
- Płyta mocująca płuca + nowe płuca
- Czujnik uciśnień i wentylacji (z okablowaniem)
- Metalowa podstawa wykończona pianką
- Cylinder
- Skóra twarzy
- Kurtka
- Kable USB C oraz ładowarka
- Śrubokręt
- Instrukcja montażu
- Naklejka i zawieszka QCPR



	Zestaw aktualizacji Resusci Anne QCPR No kat: 171-15000 + 171-20050	Zestaw aktualizacji Resusci Anne QCPR AED No kat: 173-15000 + 171-20050
Cena (samodzielny montaż - link do filmu)	2 329,00 PLN/netto	2 619,00 PLN/netto
Cena (montaż przez serwis Laerdal)**	2 449,00 PLN/netto	2 739,00 PLN/netto

*W zależności od wybranego zestawu

** Fantom należy dostarczyć do biura Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.

www.laerdal.com